

COPPASS SIRIESE
コンパス・シリーズ

「部分痩身 ✕ 体質改善 ✕ 美肌トリートメント」
目的別に開発された、総合美容の最新マシン

美しいボディラインと健やかな素肌へ

～活性電流美容機器～

TAP COMPASS

TAP COMPASS –タップコンパス–
Professional Skin & Body Care


株式会社 メディカ ボーテ

美容機器の電気刺激

× ハンドケアの融合

身体を活性化する特殊電流(5Hz~320Hz)のケアを施術者が手で伝えていく新感覚のトリートメントです。お客様と施術者のどちらにも活性電流を流すことが可能です。


満足度の高いハンドケアとしての充実感を維持しながら、美容機器の電気刺激を感じることができるので、オールハンドのこだわりサロンにも、美容機器での集中コースサロンにも最適です



TAP COMPASS 特長 Feature

施術者から伝える電流 満足度MAXケア

ハンドピースで伝える電流 長時間ケアのときに
筋肉をはさんで集中ケア 強く刺激したい箇所へ



TAP COMPASS 導入メリット Merit

▶オールハンドへの
こだわりのあるサロン様へ

→美容機器は使わない!が常識をひっくりかえます。



▶結果へのこだわり!

→ハンドケアだけでは時間がかかるお客様へ納得の結果を短期間で実感してもらえます。



▶多様なケア方法を選
択できる!

→お客様の要望に合わせて、手技 or 美容機器として選択できます。ボディの様々な要望に対応できます。(5Hz~320Hz)

▶リフトアップケアの実感

→筋肉を刺激する電気トリートメントとハンドのリフトアップケアを融合すれば、持続力の長いリフトアップを実感できます! お顔だけではなく、ボディへの引き上げも実感!

コンパスシリーズ / 軽量コンパクトボディ 「シンプルなデザイン」×「シンプルな操作」



←.....使用方法は3通り.....→

① 通電プレートのセッティング
活性電流ハンドケア

② 通電プレート+ハンドピース
長時間の活性電流ケア

③ ハンドピースのセッティング
部分痩身や筋力UPケア



手が塞がっていても操作可能!
便利なフットペダル 白/UP 黒/DOWN


【サロン専用】業務用活性電流 *TAP COMPASS*

モード	トリートメント例
1	心地よいドレナージュ、疲労回復ケア
2	むくみケアやリフトアップ
3	筋肉の活性、硬い箇所へのアプローチ
4	筋肉への刺激、セルライトケア
5	ハンドピースでの集中ケア、痩身ケア



付属品一覧

- ① TAP COMPASS本体
- ② プローブ 強めの電気を流す箇所・刺激したい箇所などに使用
- ③ 通電用(お客様、施術者)プレート
- ④ レベル UP/DOWN
フットペダル
白/UP 黒/DOWN
- ⑤ 本体と通電プレートを接続するケーブル
- ⑥ 電源ケーブル
- ⑦ 取扱説明書・保証書



商品詳細

品名	TAP COMPASS
本体寸法	(約)幅200mm×奥行200mm×高さ80mm
重量	約2.4Kg(本体) プローブ(2個セット)350g 通電プレート(2枚セット)900g
電源	100V 50/60Hz
消費電力	50W
周波数	5~320MHz
サロン価格	795,000円(税別)

※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※製品の色は写真と若干異なる場合がございます。

・本商品は美容を目的としたものであり、治療を目的とした使用もしくは販売は法律上禁止されております。

・また健康な肌への使用を前提に考えられた商品ですので、医師等による治療を受けられている部位への使用に関するトラブルは一切の責任を負いかねます。

発売元 株式会社メディカ ボーテ

〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル

TEL:03-5573-4531 FAX:03-5573-4530

Mail info@medicabeaute.co.jp

info4@medicabeaute.co.jp

販売店